




Bleichbad Starter C-41 BL-S**Verwendung:**

zur Herstellung einer Arbeitstanklösung aus dem Bleichbad-Regenerator

C-41 RA BL-R

Ansatzvorschrift:

Ansatz Bleichbad-Arbeitslösung :

Bleichbad	Menge	Starter conc. C-41 BL-S	auffüllen mit Wasser auf
			
C-41 RA BL-R	700 ml Regenerator (= conc.)	50 ml	1000 ml

Sortiment:

Order Nummer	Produktbezeichnung	Konfekt.-größe
13245	C-41 BL-S	1 l conc.