

**SINGLE PART CHEM
Bleichfixierbad und Regenerator RA-4 BX-VR**

Beschreibung:

Bleichfixierbad für den RA-4-Prozess; für variable Regenerierate in Abhängigkeit vom Verarbeitungsvolumen und dem Prozessortyp; einteilig; geruchlos.



Technische Daten:

Regenerierate (ml / m ²)	Verarbeitungszeit (s)	Temperatur (°C)
215 ^{*)}	45	35
108 ^{*)}	45	38



*Bitte Ansatzvorschrift beachten.

Ansatzvorschriften:



Ansatz Bleichfixierbad-Regenerator:

bei Regenerierate 215 ml / m ² und Verarbeitungstemperatur 35 °C		
Wasser (20-40 °C)	SINGLE PART CHEM RA-4 BX-VR (conc.)	
		
4,0 l	1,0 l	= 5,0 l
8,0 l	2,0 l	= 10,0 l
80 l	20 l	= 100,0 l

**SINGLE PART CHEM
Bleichfixierbad und Regenerator RA-4 BX-VR**

bei Regenerierrate 108 ml / m ² und Verarbeitungstemperatur 38 °C		
Wasser (20-40 °C)	SINGLE PART CHEM RA-4 BX-VR (conc.)	
		
2,75 l	1,0 l	= 3,75 l
5,5 l	2,0 l	= 7,5 l
55 l	20 l	= 75 l

Ansatz Bleichfixierbad – Arbeitslösung:

unabhängig von den Verarbeitungsbedingungen		
Wasser (20-40 °C)	SINGLE PART CHEM RA-4 BX-VR (conc.)	
		
4,0 l	1,0 l	= 5,0 l
8,0 l	2,0 l	= 10,0 l
80 l	20 l	= 100 l

**SINGLE PART CHEM
Bleichfixierbad und Regenerator RA-4 BX-VR**

Sortiment:

Order-Nr.	Produkt- bezeichnung	Konfekt.-größe für	Konz.- menge	Kapazität (m ²)
16560	SINGLE PART CHEM RA-4 BX-VR	5 x 10 / 7,5 l	5 x 2,0 l	bei 215 ml/m ² 232 bei 108 ml/m ² 347
16561		1 x 100 / 75 l	1 x 20 l	bei 215 ml/m ² 464 bei 108 ml/m ² 694
16562		8 x 5 / 3,75 l	8 x 1,0 l	bei 215 ml/m ² 186 bei 108 ml/m ² 277